



Centro de Investigación
Mente, Cerebro y
Comportamiento

Web gafas Tobii Pro 3

El CIMCYC dispone de un rastreador ocular portátil integrado en una montura de gafas con el que poder analizar los patrones de seguimiento ocular en distintos ángulos de visión sobre el registro en vídeo de la escena que mira el individuo que porta el equipo.

La integración del equipo en gafas móviles permite la comodidad del usuario y la posibilidad de moverse libremente en contextos de dentro y fuera del laboratorio. El equipo registra la escena que ve el participante de forma simultánea al rastreo ocular mediante una cámara integrada en la montura de gafas.

Formulario de Reserva

Para visualizar este formulario debe haberse identificado previamente en [Acceso Restringido Miembros](#).